



Sfinkterotom Modeli	PK PPK	Standart Precut (Önden kesi yapabilen)
Kateter Çapı	5	5 F
	7	7 F
	7/5	7F'den 5F'e düşürülmüş
	8/6	8F'den 6F'e düşürülmüş
Kateter Tipi	2L	2 lümenli
	3L	3 lümenli
Kesi Teli Boyu	20	20 mm
	25	25 mm
	30	30 mm
Kateter Boyu	12	120 cm
	18	180 cm
	21	215 cm
	23	230 cm
	25	250 cm
	31	310 cm
Kılavuz Tel Çapı	25	0,025"
	35	0,035"
Kesi Teli Tipi	R	Halat
	W	Tel